

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Podoplanin Coniugato Apc Per Citometria A Flusso - Q62011

Numero articolo: CM0008280



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-mouse Podoplanin coniugato APC per citometria a flusso. Validato per campioni di topo; l'immunogeno copre gli aminoacidi 21-133. Ideale per studi su linfatici, tumori e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | APC Coniglio anti-mouse Podoplanin mAb                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | E11; T1a; Gp38; OTS-8; T1alpha; RANDAM-2; T1-alpha                                                                                     |
| Specie              | Mouse                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 10630                                                                                                                                  |
| GeneID (mouse)      | 14726                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 21-133 della Podoplanina murina (NP_034359.2). |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                  |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Mouse                                                                                                                                  |
| SWISS               | Q62011                                                                                                                                 |
| Peso proteico       | 18kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                     |