


ApC Coniglio Anti-Mouse Tim-1/Kim-1/Havcr Anticorpo Monoclonale Per Fc - Q5Qns5

Numero articolo: CM0005909



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato APC mirato al TIM-1/KIM-1/HAVCR murino per citometria a flusso. Immunogeno ricombinante (aa 22-237) garantisce specificità. Adatto per la ricerca in immunologia, danno renale e apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniglio anti-Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR mAb
Note/Alias	Tim1; KIM-1; TIM-1; Timd1; TIM-1/KIM-1/HAVCR
Specie	Mouse
GeneID (umano)	26762
GeneID	171283
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-237 del TIM-1/KIM-1/HAVCR murino (NP_599009.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q5QNS5
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio