

ApC Coniugato Con Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tnf- α Di Topo Per Fc (Intra) - P06804

Numero articolo: CM0011495



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC specifico per il TNF- α di topo, validato per la citometria a flusso intracellulare. Rileva il TNF- α di topo (cachectina, TNFSF2) con alta affinità. Ideale per applicazioni di ricerca su infiammazione, immunologia e citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Coniugato con Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-TNF- α di Topo
Osservazioni/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7124
GeneID	21926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-235 del TNF- α di topo (NP_038721.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06804
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio