

Anticorpo Monoclonale Apc Coniglio Anti-Mouse/Umano Cd55 Per Fc - Q61475

Numero articolo: CM0008724

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che riconosce CD55 (fattore di accelerazione della decadenza) murino e umano, un inibitore del complemento ancorato a GPI. Adatto per l'analisi basata su citometria a flusso delle vie regolatorie del complemento. UniProt Q61475.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rabbit anti-Mouse/Human CD55 mAb
Annotazioni/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	1604
GeneID	13136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-361 di CD55/DAF murino (NP_034146.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Mouse
SWISS	Q61475
Peso proteico	42KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio