

## Apc Monoclonale Anticorpo Coniglio Anti-Mouse/Ratto Cd54 (Icam-1) Per Citometria A Flusso - P13597

Numero articolo: CM0009747

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC che bersaglia CD54 (ICAM-1) di topo/ratto per citometria a flusso. Validato per reattività crociata tra topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'adesione e la migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | APC mAb APC Rabbit anti-Mouse/Ratto CD54                                                                                      |
| Note/Alias          | CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2                                                                                                   |
| Specie              | Topo                                                                                                                          |
| GenelD (Umano)      | 3383                                                                                                                          |
| GenelD              | 15894                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-485 di CD54 di topo (NP_034623.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                                         |
| Applicazione        | FC                                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Topo, Ratto                                                                                                                   |
| SWISS               | P13597                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 59kDa                                                                                                                         |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                         |