

Controllo Isotipo Apc Igg Di Coniglio - Controllo Isotipo Apc Igg Di Coniglio

Numero articolo: CM0008133

introduzione

Anticorpo monoclonale di controllo isotipo IgG di coniglio coniugato con APC per applicazioni di citometria a flusso (FC). Ideale come controllo negativo abbinato nei pannelli di colorazione immunofluorescente, garantendo la specificità del test e la valutazione del fondo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Controllo isotipo APC IgG di coniglio
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetizzato derivato dal controllo isotipo IgG di coniglio)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Spedizione	Borsa del ghiaccio