

Anticorpo Monoclonale Apc Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0005861

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con APC mirato al CD45R/B220 murino (antigene comune dei leucociti, P06800). Validato per la citometria a flusso (FC) per rilevare le cellule B e studiare l'attivazione delle cellule T. Reagisce incrociata con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
Osservazioni/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Specie	Topo
GeneID (Umano)	5788
GeneID	19264
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina ricombinante di CD45R/B220 murino.
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio