

Apc Anticorpo Monoclonale Di Ratto Contro Cd86 Di Topo Per Citometria A Flusso - P42082

Numero articolo: CM0005298

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato APC che bersaglia CD86 (B7-2) di topo per citometria a flusso. CD86 è una molecola costimolatoria presente sulle cellule presentanti l'antigene, fondamentale per l'attivazione dei linfociti T e la regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Rat anti-Mouse CD86 mAb
Note/Alias	B7, B70, MB7, B7-2, B7.2, CLS1, Ly58, ETC-1, Ly-58, MB7-2, Cd28I2, TS/A-2, CD86
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	942
GeneID (Topo)	12524
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD86 di topo
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P42082
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio