

Anticorpo Monoclonale Ratto Anti-Mouse F4/80 Coniugato Apc Per Citometria A Flusso - Q61549

Numero articolo: CM0005846

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto di alta qualità coniugato APC, specifico per il mouse F4/80 (Adgre1/EMR1), validato per la citometria a flusso. Ideale per il rilevamento dei macrofagi nei campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC Ratto anti-Mouse F4/80
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7; Adgre1
Specie	Topo
GenelD (Umano)	2015
GenelD	13733
Immunogeno	Proteina ricombinante del mouse F4/80.
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio