

Anticorpo Monoclonale Apc Di Ratto Anti-Topo Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Per Fc - P35461 / P0CW02

Numero articolo: CM0007912

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato con APC diretto contro Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo, validato per citometria a flusso (FC). Adatto per l'immunofenotipizzazione di granulociti e monociti in campioni di midollo osseo e sangue periferico di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC di ratto anti-topo Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Note/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Specie	Topo
GenelD	546644 (Ly6g), 17067 (Ly6c)
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato da Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) di topo
Fonte	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35461 / P0CW02
Peso proteico	15kDa / 8kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio