

Apc Anticorpo Monoclonale Ratto Contro Topo Ly6G Per Citometria A Flusso - P35461

Numero articolo: CM0008604

introduzione

Anticorpo monoclonale ratto anti-topo Ly6G coniugato con APC, validato per citometria a flusso (FC). Reagisce con Ly6G del topo, un marcatore di superficie cellulare ancorato con GPI. Adatto per immunofenotipizzazione e studi sul midollo osseo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC ratto anti-topo Ly6G
Note/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Specie	Topo
GeneID (umano)	80740
GeneID	546644
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-105 di Ly-6G di topo (NP_001297367.1)
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35461
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio