

Anticorpo Monoclonale Apc Rat Anti-Topo Ter-119 Per Citometria A Flusso - Ter-119

Numero articolo: CM0012626

introduzione

Questo anticorpo monoclonale APC Rat anti-Topo TER-119 è progettato per la rilevazione in citometria a flusso dell'antigene TER-119 murino sulle cellule eritroidi. Ideale per studi di immunofenotipizzazione e di sviluppo delle cellule eritroidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb APC Rat anti-Topo TER-119
Annotazioni / Alias	Ter119, TER-119
Specie	Topo
ID Gene	104231
Immunogeno	Proteina ricombinante di TER-119 murino
Origine	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Topo
Spedizione	Sacco di ghiaccio