

Apc Streptavidina

Numero articolo: CM0011197

introduzione

APC Streptavidina è un coniugato di streptavidina di origine coniglio progettato per applicazioni di citometria a flusso (FC) con reattività crociata indipendente dalla specie. Ideale per rilevare sonde biotinilate, supporta flussi di lavoro affidabili per IVD e ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC Streptavidina
Annotazioni/Alias	SA V1, SA V2
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Indipendente dalla specie
Spedizione	Sacco di ghiaccio