

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd185/Cxcr5 Apc/Cyanine7 Per Fc - P32302

Numero articolo: CM0005676

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC/Cyanine7 che targeting CD185/CXCR5 umano (recettore 1 del linfoma di Burkitt). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo consente il rilevamento del CXCR5, un recettore chiave per la migrazione delle cellule B, in campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cyanine7 Coniglio anti-Umano CD185/CXCR5 mAb
Osservazioni/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Specie	Umano
GeneID (Umano)	643
GeneID	643
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-47 del CD185/CXCR5 umano (NP_033981.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P32302
Peso Proteico	42 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio