

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd20 Apc/Cianina7 Per Citometria A Flusso - P11836

Numero articolo: CM0012456



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC/Cianina7, diretto contro CD20 umano e di macaco cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B e la ricerca diagnostica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD20 umano/di scimmia APC/Cianina7
Note/alias	B1, S7, Bp35, CD20, FMC7, CVID5, LEU-16
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	931
ID del gene	931
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100 e 200 del mAb CD20 umano (NP_068769.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P11836
Peso della proteina	14 kDa/33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante