

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Apc/Cyanine7 Anti-Cd3E Per Citometria A Flusso Intracellulare - P07766

Numero articolo: CM0004230



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 che riconosce la catena epsilon del CD3 umano. Validato per citometria a flusso intracellulare (FC intra); ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti T e la ricerca sulla segnalazione del TCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio APC/Cyanine7 anti-CD3 umano (cCD3)
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
GeneID (Umano)	916
GeneID	916
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 del CD3E umano (NP_000724.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio