

Anticorpo Monoclonale Apc/Cyanine7 Anti-Cd45 Per Citometria A Flusso - P08575-8

Numero articolo: CM0011992

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 che bersaglia l'isoforma 6 di CD45 (PTPRC) umano/da scimmia. Validato per citometria a flusso e cross-reattivo con le specie umana e da cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 coniglio anti-umano/da scimmia CD45
Annotazioni/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-577 di CD45 umano (P08575)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana, Cynomolgo
SWISS	P08575-8
Peso proteico	138kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio