

Anticorpo Monoclonale Anti-Hla-Dra Apc/Cianina7 Per Citometria A Flusso - P01903

Numero articolo: CM0008845



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC/Cianina7, diretto contro HLA-DRA umano, validato per la citometria a flusso su cellule umane e di scimmia cynomolgus. Ideale per l'immunofenotipizzazione del MHC di classe II e gli studi sulla risposta delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-HLA-DR umano/di scimmia APC/Cianina7
Note/alias	HLA-DRA1
Specie	Uomo, scimmia cynomolgus
GeneID (umano)	3122
GeneID	3122
Immunogeno	Proteina ricombinante di HLA-DR umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, cynomolgus
SWISS	P01903
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante