


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd38 Umano Coniugato Apc/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P28907

Numero articolo: CM0010588



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7, diretto contro CD38 umano (ADPRC1/cADPR1). Idoneo per applicazioni di citometria a flusso (FC), validato per campioni umani. Ideale per la ricerca in immunologia, oncologia e diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD38 umano APC/Cyanine7
Note/Alias	ADPRC1, cADPR1, ADPRC 1
Specie	Umano
GeneID (umano)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P28907
Peso della proteina	13 kDa/34 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante