

Anticorpo Monoclonale Apc/Cyanine7 Anti-Cd127/Il-7Rα Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P16871

Numero articolo: CM0004319



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato APC/Cyanine7 di coniglio che mira al recettore CD127/IL-7 alfa umano e del cinomolgo. Convalidato per la citometria a flusso, ideale per studi di immunologia e sviluppo dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb APC/Cyanine7 di coniglio anti-CD127/IL-7Rα Umano/Scimmia
Osservazioni/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Specie	Umano
ID Gene	3575
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-236 del CD127/IL-7Rα umano (NP_002176.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio