

Anticorpo Monoclonale Apc/Cyanine7 Anti-Cd19 Di Topo Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0011195

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 diretto contro CD19 di topo per citometria a flusso. Rileva l'antigene dei linfociti B sulle cellule B; supporta la ricerca immunologica e sulle cellule B. - P25918.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD19
Annotazioni/Alias	Cd19
Specie	Topo
GenelD (Umano)	930
GenelD	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-287 di CD19 di topo (NP_033974.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P25918
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio