


Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Cd38 Apc/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P56528

Numero articolo: CM0009597



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC/Cyanine7 di coniglio contro CD38 murino, convalidato per la citometria a flusso. Adatto per la ricerca immunologica che coinvolge l'attivazione dei linfociti, la segnalazione del calcio e l'adesione cellulare. - P56528

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD38 mAb
Osservazioni/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	952
GeneID	12494
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P56528
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio