

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Anti-Cd45 Di Topo Da Coniglio Per Citometria A Flusso - P06800

Numero articolo: CM0008390

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 che bersaglia il CD45 (PTPRC, antigene comune dei leucociti, Ly-5, B220) di topo. Validato per applicazioni di citometria a flusso su campioni di topo. Ideale per l'immunofenotipizzazione e l'analisi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 anti-CD45 di topo da coniglio
Annotazioni/Altri nomi	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Specie	Topo
ID gene (Uomo)	5788
ID gene	19264
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-566 del CD45 di topo (NP_001104786.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio