

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd69 Di Topo Apc/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P37217

Numero articolo: CM0007941

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC/Cyanine7, diretto contro il CD69 di topo (antigene di attivazione precoce CD69). Validato per la citometria a flusso (FC). Indicato per studi sull'attivazione delle cellule immunitarie e la ricerca sui linfociti T. Reagisce con il topo. Peso molecolare ~22 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD69 di topo APC/Cyanine7
Note/alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	969
GeneID	12515
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 64-199 del CD69 di topo (NP_001028294.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P37217
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio