

Apc/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Cd3 Umano Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0007870



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato ad APC/Cyanine7 che riconosce la catena epsilon del CD3 umano per la citometria a flusso. Reagisce con il CD3 umano, parte del complesso TCR-CD3. Ideale per l'analisi dei sottogruppi di cellule T e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Dettagli
Nome Prodotto	mAb APC/Cyanine7 di Topo Anti-CD3 Umano
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Umano
GeneID	916
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD3 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P07766
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Sacca refrigerante