

APC/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd10 Umano Per Fc - P08473

Numero articolo: CM0005346



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 contro il CD10 umano (Neprilisina, CALLA), validato per la citometria a flusso. Ideale per studiare la degradazione delle encefaline, la segnalazione cardiovascolare e le malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cyanine7 Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD10 umano
Note/Alias	NEP; SFE; CD10; CALLA; CMT2T; SCA43
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4311
GeneID	4311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 52-750 del CD10 umano (NP_000893.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P08473
Peso Proteico	86 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio