

Apc/Cyanine7 Coniugato Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Umano Cd56/Ncam1 Per Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0005874



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 specifico per la molecola di adesione cellulare neurale umana CD56/NCAM1, progettato per applicazioni di citometria a flusso. Riconosce la molecola di adesione cellulare neurale 1 (NCAM1), una glicoproteina di membrana di ~95 kDa che media l'adesione cellulare e funge da recettore di ingresso virale. Progettato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale di Coniglio anti-Umano CD56/NCAM1
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 di CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Molecolare Proteico	95 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio