

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Apc/Cyanina7 Anti-Cd61 Umano Per Citometria A Flusso - P05106

Numero articolo: CM0008544



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD61 umano (integrina beta-3, GPIIIa) coniugato con APC/Cyanina7 per citometria a flusso. 87 kDa, reattività crociata con l'uomo. Supporta l'aggregazione piastrinica, la segnalazione delle integrine e la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio APC/Cyanina7 anti-CD61 umano
Note/Alias	GT; GT2; CD61; GP3A; BDPLT2; GPIIIa; BDPLT16; BDPLT24
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	3690
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-718 del CD61 umano (NP_000203.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P05106
Peso molecolare della proteina	87 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio