


APC/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-CD71 Umano Per Fc - P02786

Numero articolo: CM0011293



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 che riconosce il CD71 umano (TFRC, T9, TR, TFR, p90, CD71, TFR1, TRFR). Adatto per la rilevazione mediante citometria a flusso del recettore della transferrina 1 in campioni umani. Peso molecolare circa 85kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cyanine7 Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD71 umano
Note/Alias	T9; TR; TFR; p90; CD71; TFR1; TRFR; IMD46
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7037
GeneID	7037
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-250 del CD71 umano (NP_003225.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P02786
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio