


Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Egfr Umano Per Fc - P00533

Numero articolo: CM0009425



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 contro EGFR umano (HER1/ErbB-1). Validato per citometria a flusso, permette la rilevazione precisa di EGFR sulla superficie cellulare in studi oncologici e di segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC/Cyanine7 mAb di coniglio anti-EGFR umano
Annotazioni/Alias	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1956
GeneID	1956
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 335-525 di EGFR umano (NP_005219.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P00533
Peso proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio