

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifn-Gamma Umano Apc/Cyanine7 Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P01579

Numero articolo: CM0008129



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC/Cyanine7, diretto contro l'IFN-gamma umano. Adatto per la citometria a flusso intracellulare, supporta la ricerca sulla risposta immunitaria, la difesa antivirale e l'immunoterapia. Validato con un immunogeno comprendente gli amminoacidi 24-166.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IFN-gamma umano APC/Cyanine7
Note/alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	3458
ID del gene	3458
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P01579
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio