

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Tim-3/Havcr2 Umano Per Citometria A Flusso - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0010165



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 specifico per TIM-3/HAVCR2 umano, un recettore checkpoint immunitario chiave. Progettato per citometria a flusso. Reagisce in modo crociato con l'uomo. Ideale per la ricerca immunologica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2
Annotazioni/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	84868
GeneID	84868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 di TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q8TDQ0
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio