


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd14 Coniugato Con Apc/Cianina7 Per Fc - P08571

Numero articolo: CM0009023



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC/Cianina7 mirato a CD14 (umano/scimmia). Validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per lo studio dell'immunità innata, della segnalazione LPS e della biologia dei monociti/macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APC/Cianina7 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD14 mAb
Osservazioni/Alias	CD14
Specie	Umano
GeneID (umano)	929
GeneID	929
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P08571
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio