

Apc/Cianina7 Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd19 Mab Per Citometria A Flusso - Cd19

Numero articolo: CM0008488

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con APC/Cianina7 di coniglio che si targeting su CD19 umano e di scimmia cinomolgo. Specificamente validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Ideale per l'immunofenotipizzazione delle cellule B nella ricerca immunologica e diagnostica. Cross-reattivo con umano e scimmia cinomolgo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cianina7 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD19 mAb
Specie	Umano, Scimmia
ID Gene (Umano)	930
ID Gene (Scimmia Cinomolgo)	102145514
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cinomolgo
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio