

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd25 Coniugato Con Apc/Cianina7 Per Fc - P01589

Numero articolo: CM0009288



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con APC/Cianina7 mirato al CD25 umano e di cinomolgo (recettore alfa dell'IL-2, p55). Progettato per applicazioni di citometria a flusso negli studi sulla regolazione immunitaria, inclusa la ricerca sulle cellule T regolatorie (Treg). Si consiglia la validazione specifica per lotto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC/Cianina7 Anticorpo monoclonale coniglio anti-Umano/Scimmia CD25
Osservazioni/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Umano
GenelD (umano)	3559
GenelD	3559
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-213 del CD25 umano (NP_000408.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01589
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio