


APC/Cyanine7 Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd38 Polymab® - P28907

Numero articolo: CM0008964



introduzione

Anticorpo monoclonale (PolymAb®) di coniglio anti-CD38 umano/scimmia coniugato con APC/Cyanine7 per citometria a flusso. Rileva il CD38 in modelli umani e di cynomolgus. Ideale per la profilazione delle cellule immunitarie e la ricerca sul CD38.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cyanine7 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD38 PolymAb®
Osservazioni/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Umano
GenElD (Umano)	952
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio