


Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd4 Umano/Scimmia Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0012198



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 che bersaglia il CD4 umano e del cinomolgo, validato per citometria a flusso. Permette l'identificazione dei linfociti T helper e applicazioni nella ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 di coniglio anti-CD4 umano/scimmia
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umana
GeneID (Umana)	920
GeneID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD4 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio