


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Umano/Scimmia Apc/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0012747



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a coniugato con APC/Cyanine7, validato per la citometria a flusso. Riconosce il CD8a umano e del macaco cinomolgo; supporta la ricerca sui linfociti T e sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD8a umano/scimmia APC/Cyanine7
Note/alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie target	Umano
ID gene (umano)	925
ID gene	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8a umano (NP_001759.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P01732
Peso della proteina	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Borsa refrigerante