

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia IgD Coniugato Con Apc/Cianina7 Per Citometria A Flusso - P01880

Numero articolo: CM0008027



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con APC/Cianina7 mirante alla catena delta delle immunoglobuline umane e di scimmia cinomolgo per citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipazione delle cellule B e gli studi sull'immunità umorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	APC/Cianina7 Coniglio anti-Umano/Scimmia IgD mAb
Osservazioni/Alias	Catena pesante costante immunoglobulina delta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3495
GeneID	3495
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umana.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cinomolgo
SWISS	P01880
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio