


Anticorpo Monoclonale Apc/Cyanine7 Coniglio Anti-Topo Cd11B Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0010218



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 contro CD11b (integrina alfa-M) di topo per citometria a flusso. Riconosce la proteina CD11b del topo, un recettore di adesione leucocitaria. Ideale per immunofenotipizzazione e ricerca sulle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD11b
Note / Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
GeneID (Umana)	3684
GeneID	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 della CD11b di topo (NP_032427.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio