

Apc/Cianina7 Coniglio Anti-Mouse Cd19 Mab Per Fc - P25918

Numero articolo: CM0008308

introduzione

Questo anticorpo monoclonale coniugato con APC/Cianina7 coniglio anti-mouse CD19 è destinato alla rilevazione citometrica a flusso del CD19 murino, un marcatore della linea cellulare B. Ideale per immunofenotipizzazione e studi immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	APC/Cianina7 Coniglio anti-Mouse CD19 mAb
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	930
Gene ID (Mouse)	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD19 murino.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio