

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd25 Di Topo Per Citometria A Flusso - P01590

Numero articolo: CM0004646

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 diretto contro CD25 di topo (IL-2RA, p55). Validato per citometria a flusso. Questo reagente permette la rilevazione precisa di CD25 di superficie cellulare nelle cellule immunitarie murine, supportando la ricerca sulla tolleranza immunitaria e la biologia delle cellule T regolatorie (Treg).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD25
Note / Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GeneID (umano)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 di CD25 di topo (NP_032393.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01590
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio