

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd34 Di Topo Per Fc - Q64314

Numero articolo: CM0010462

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 contro il CD34 di topo, validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio delle cellule progenitrici ematopoietiche e dell'adesione delle cellule staminali in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb APC/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD34
Note/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	947
GeneID	12490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-287 del CD34 di topo (NP_598415.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio