

APC/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd44 Di Topo Per Citometria A Flusso - P15379

Numero articolo: CM0004622



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC/Cyanine7 contro il CD44 di topo (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validato per citometria a flusso. Reagisce con topo. Peso molecolare previsto 85 kDa. UniProt P15379.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb APC/Cyanine7 di Coniglio anti-CD44 di Topo
Note/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Topo
GeneID (Umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 di topo (NP_033981.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P15379
Peso Proteico	85 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio