


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd8A Coniugato Con Apc/Cianina7 Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0005535



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio coniugato con APC/Cianina7 contro CD8a murale (Ly-2/Lyt-2) per citometria a flusso. Riconosce il corecettore delle cellule T da 27 kDa; convalidato per il rilevamento del CD8a murino in FC.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-mouse CD8a APC/Cianina7
Osservazioni/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	941
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 28-196 del CD8a murino (NP_001074579.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P01731
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio