

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd90.2 Di Topo Coniugato Ad Apc/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0007782

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad APC/Cyanine7 diretto contro CD90.2 di topo (Thy-1), validato per la citometria a flusso. Glicoproteina di membrana ancorata al GPI coinvolta nelle interazioni cellulari. Ideale per la ricerca immunologica e neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD90.2 di topo coniugato ad APC/Cyanine7
Note/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
ID del gene (umano)	7070
ID del gene	21838
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetizzato derivato da CD90.2 di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01831
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante