

Anticorpo Monoclonale Coniugato Apc/Cyanine7 Anti-Igd Nhp Di Coniglio - Igd Di Scimmia Cinocefala

Numero articolo: CM0005941

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio coniugato APC/Cyanine7 ha come bersaglio la catena pesante delta delle immunoglobuline di primate non umano (NHP) ed è destinato alla citometria a flusso (FC). Mostra reazione crociata con l'IgD di scimmia cinocefala e macaco rhesus, supportando l'analisi delle cellule immunitarie nei modelli di ricerca su primati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb APC/Cyanine7 rabbit anti-NHP IgD
Specie	Scimmia cinocefala
Immunogeno	Proteina ricombinante della catena pesante delta delle immunoglobuline di scimmia cinocefala
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Cinocefalo, Rhesus
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio