

Apc/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Ratto Anti-Topo Cd45R/B220 Per Fc - P06800

Numero articolo: CM0005313

introduzione

Anticorpo monoclonale di ratto coniugato ad APC/Cyanine7, specifico per il CD45R/B220 del topo. Validato per la citometria a flusso, rileva la tirosina-proteina fosfatasi C di tipo recettore (CD45) coinvolta nell'attivazione delle cellule T e nella segnalazione della sinapsi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb APC/Cyanine7 Ratto anti-Topo CD45R/B220
Osservazioni/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Specie	Topo
GeneID (umano)	5788
GeneID	19264/5788
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD45R/B220 di topo
Sorgente	Ratto
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio