


## Anticorpo Monoclonale Ratto Anti-Mouse Mhc Classe Ii (I-A/I-E) Coniugato Apc/Cianina7 Per Fc - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numero articolo: CM0010101



### introduzione

Anticorpo monoclonale ratto coniugato con APC/Cianina7 mirato al MHC di Classe II (I-A/I-E) del mouse, per applicazioni di citometria a flusso nella ricerca immunologica e nello sviluppo di saggi diagnostici. Reagisce con multipli aplotipi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | APC/Cianina7 Rat anti-Mouse MHC Classe II (I-A/I-E) mAb                                                                                                                       |
| Osservazioni/Alias  | Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb; IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha |
| Specie              | Mouse                                                                                                                                                                         |
| GeneID              | 14969, 14961, 381091, 14960                                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante di MHC di Classe II (I-A/I-E) del mouse                                                                                                                 |
| Sorgente            | Ratto                                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                                         |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                                            |
| Reattività crociata | Mouse                                                                                                                                                                         |
| SWISS               | P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435                                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 30kDa / 32kDa / 26kDa                                                                                                                                                         |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                                            |