


Apoa1 Pab Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02647

Numero articolo: CM0013002



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro APOA1 (Apolipoproteina A-I) umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sul trasporto inverso del colesterolo e sulle malattie cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	APOA1 pAb di coniglio
Note/Alias	HPALP2; apo(a); APOA1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	335
GeneID	335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-267 di APOA1 umana (NP_000030.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P02647
Peso proteico	28 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio